

# 超便携电子人体秤 使用说明书

0.0 kg

酷袋™

**Thank You!** 感谢阁下的购买。为了正确使用本产品，请在使用前仔细阅读说明书。

## 如何称重

将电源开关推到“ON”。

拉出显示屏后将秤体摆放在水平坚实的地面上。  
(秤体放置不水平会导致称量不准。如此时秤体因振动已开机，请等待两秒后再开始称重。)

请平稳踏上秤面，保持身体平衡，使双脚平均分担体重。

站稳后，秤会显示您的体重。重量闪烁 2 次后自动锁定画面，8 秒后自动关机。

- 如称量出现偏差，产品需进行自检（即清空秤上物体，将产品置于地面开机一次，让产品自动关机）。为确保准确性，建议每次移动秤体后都进行自检。
- 当产品在手上显示0.0，放下则显示自身重量时，请勿站上秤体称重，等待归零后方可再次称重（归零时间约为2秒）。

## 按键功能

**单位转换**  
UNIT

ON OFF 电源开关键

称重前请先设置好单位，称重进行时不能进行单位转换。  
单位依次为：kg - lb - st:lb

## 电池装拆

打开电池盖

往倒钩端斜插入正极电池

压平电池于电池箱

安装完毕

请按电池箱里的符号提示安装电池并盖好电池盖。电池的极性装反可能会损害本产品。

## 出错提示

**Lo** 低电压显示符号：  
当电池电量不能维持本产品正常使用时，屏幕显示“Lo”后自动关机，您需要更换新电池。

**Err** 超载显示符号：  
称量超出最大称量范围时，屏幕显示“Err”。

## 基本特性

- 自动零点追踪
- 开机方式：自动上秤开机
- 自动关机时间：8 秒
- 最小称量：5 kg
- 最大称量：150 kg
- 采用高精度应变式传感器系统
- 超载出错提示：Err
- 低电压显示：Lo
- 电源：1\*3V CR2032 电池（附送）
- 三种单位转换：公制 Kg / 英制 LB / 英制 ST: LB (分数显示)

## 注意事项

- 本产品只可做家庭称体重之用，不得用于商业或其它用途。
- 请勿在本产品上堆放重物。
- 本产品宜水平放置，不宜竖直放置。
- 称重时请保持身体平稳，尽量避免晃动身体。
- 所称物体请勿超过最大称量值，过重可能会损坏产品传感器。
- 长期不使用或携带运输时，请关闭电源开关。
- 请勿使用化学溶剂擦拭本产品，如需清洁请用沾水湿布擦拭，秤体内部不能湿水。
- 为确保本产品的使用寿命，请勿将本产品放置在过度湿热的环境中。
- 避免损坏显示屏，拿取本产品时请勿将力量集中在显示屏的位置。
- 如本产品开机时无显示，请检查电池是否接触不良或是否需要更换新电池。
- 本产品仅受静压力。非正常使用并受到撞击或跌落，容易损坏本产品且造成危险。
- 基于技术持续改进，产品外观或会更改，请以实物为准，更改内容恕不另行通知。